

Monsel Solution

Με κυτταρίνη

MenidiMedica
Biotechnology Applications

REF 70992-100: 100 mL.
70992-200: 200 mL.
70992-500: 500 mL.
70992-1000: 1 lt.



24 months, storage at RT



Περιεχόμενο

Κυτταρίνη, Ferric subsulfate. Συντηρημένο με benzalkonium chloride

Περιγραφή

Monsel Solution

Τρόπος διάθεσης

Γυάλινες φιάλες των 100, 200, 500, 1000 mL.

Δράση & χρήση

Το προϊόν Monsel Solution είναι ένα στυπτικό μέσο που χρησιμοποιείται για την επίτευξη τοπικής αιμόστασης. Το προϊόν είναι έτοιμο προς χρήση και δεν απαιτείται η παραμονή του προϊόντος στον αέρα για να πήξει πριν τη χρήση. Σε βιοψίες κοιλοτήτων του σώματος στο βάθος του δέρματος, ο χρόνος για να επιτευχθεί αιμόσταση είναι συνήθως λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα. Μία μέθοδος εφαρμογής του προϊόντος Monsel Solution για δερματική χρήση είναι ο γιατρός να τοποθετήσει τα δάκτυλα στις αντίθετες άκρες του τραύματος και να τευτώσει το δέρμα. Στη συνέχεια σκουπίζει την πληγή με γάζα, εφαρμόζει το Monsel Solution και κρατά το δέρμα τευτωμένο για περίπου 15 δευτερόλεπτα.

Προειδοποιήσεις

Μόνο για Εξωτερική Χρήση. Σε περίπτωση ακούσιας οφθαλμικής επαφής, τα μάτια θα πρέπει να πλυθούν αμέσως με άφθονο νερό ή φυσιολογικό ορό, σηκώνοντας κατά διαστήματα τα άνω και κάτω βλέφαρα μέχρις ότου δεν υπάρχει καμία εμφάνιση υπολειμμάτων του διαλύματος (περίπου 15-20 λεπτά).

Προφυλάξεις

Όπως με όλα τα διαλύματα που περιέχουν σίδηρο και εφαρμόζονται σε επιφάνειες δέρματος απογυμνωμένες από το επιθήλιο ή σε βλεννογόνους μεμβράνες, η τοπική εφαρμογή του Monsel Solution μπορεί να επιφέρει υπέρχρωση («τατουάζ»). Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές χρήσεις, εφόσον ο γιατρός χρησιμοποιήσει νέο βαμβακοφόρο στυλεό κάθε φορά που παίρνει πάστα από τη φιάλη, ακόμα και για το ίδιο περιστατικό, προς αποφυγή επιμόλυνσης.

Αποθήκευση

Διατηρείτε το καλά κλεισμένο και προστατευμένο από το φως, το χρησιμοποιείτε εάν η σφραγίδα ασφαλείας έχει σχιστεί. Αποθηκεύστε το σε θερμοκρασία δωματίου 15°-30°C.

Απόρριψη

Οι ανοιγμένες φιάλες με αχρησιμοποίητο μέρος του προϊόντος και οι μπατονέτες εφαρμογής που περιέχουν υπολείμματα του προϊόντος θα πρέπει να τοποθετούνται σε ένα κατάλληλο, ξηρό περιέκτη, ώστε ν'απορριφθούν αργότερα σύμφωνα με τις τοπικές πρακτικές διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Τα απορρίμματα που περιέχουν Monsel Solution δεν πρέπει να υπόκεινται σε καμία θερμική διεργασία, είτε προορίζονται για καταστροφή είτε για ανακύκλωση.



Content

Cellulose, Ferric subsulfate. Preserved with benzalkonium chloride

Description

Monsel Solution

How Supplied

Glass bottles of 100, 200, 500, 1000 mL.

Action & Uses

Monsel Solution is a stypic agent used for achieving local hemostasis. The product is ready to use and it is not necessary to keep the product in the air to coagulate before use. One method for applying Monsel Solution for dermal use consists of the physician placing fingers at the opposite edges of the wound and stretching the skin. The wound is then wiped with gauze, Monsel Solution is applied, and the tension should be maintained for approximately 15 seconds.

Warnings

For External Use Only. Should inadvertent ocular administration occur, the eye(s) should be washed immediately with large amounts of water or normal saline, occasionally lifting the upper and lower lids until no evidence of solution remains (approximately 15-20 minutes).

Precautions

As with all solutions containing iron when applied to dermal surfaces denuded of epithelium or to mucous membranes, topical application of Monsel Solution may result in hyperpigmentation ("tattooing"). The product can be used for multiple uses as long as the doctor uses a new applicator swab every time he takes some paste out of the vial, even for the same patient, in order to avoid contamination.

Storage

Keep tightly closed and protect from light. DO NOT use if seal is broken. Store at room temperature 15°- 30°C.

Disposal

Opened containers with unused portions of product and applicator swabs containing residual product should be placed in a suitable, dry container for later disposal according to local hazardous waste practices. Waste containing Monsel Solution should not be subjected to any thermal process whether intended for destruction or recycling purposes.



MenidiMedica Biotech
Menidi Aetolias-Akarnanias
30016-Greece
+30 2681088000, +30 6937115868
menidimedica@gmail.com
www.menidimedica.g

